



Analizador de Grasa del Cuerpo


63-1525


Paso Uno


Instalación de la Pila

Su Analizador de Grasa del Cuerpo viene con una pila CR 2032 de botón (no viene instalado).

1. Deslice y retire la tapa.
2. Inserte la pila, con el lado positivo (+) para arriba. Parpadella **kg/cm**.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Si el analizador se apaga después de instalar la pila, oprima el botón  para encenderlo y asegúrese de que aparezca la unidad de medida (**kg/cm** or **lb/ft/in**) deseada.

Si no desea guardar una lectura cuando destelle el rótulo **kg/cm**, oprima entonces el botón **S**, y luego  para apagar el analizador. De lo contrario, el rótulo **kg/cm** continúa destellando y consumiendo energía de la pila.




Paso Dos

Retire el plástico protector

La pantalla está protegida con plástico transparente. Desprenda el plástico antes de utilizar el analizador.

Pantalla grande - Muestra el porcentaje y tipo de grasa del cuerpo.

Almohadillas de sujeción - Para efectuarse una medición, sujételas.



▼/▲ - Le permiten seleccionar e introducir información.

Lo que viene incluido

Analizador de grasa Una Pila CR 2032
Manual del propietario del cuerpo

Importante

No utilice el analizador si está embarazada, si tiene un marcapasos implantado en el cuerpo, o tiene puesto un equipo electrónico autónomo de supervivencia. Las mediciones efectuadas por el analizador son únicamente para referencia personal. Consulte con su médico para mas información acerca de grasa del cuerpo. Es mejor usar el analizador de lo mismo para recibir medidas constantes. Puedes tener un varaición de medidas con otras analizadores.


Paso Tres

Almacenamiento de un perfil personal


El analizador puede guardar hasta 8 perfiles personales, permitiendo introducir y guardar la información hasta de 8 personas. También puede introducirse un perfil temporal, el cual no guarda el analizador.



1. Seleccione una unidad de medida, para ello, oprima repetidamente el botón ▼ o ▲ mientras destella el rótulo **kg/cm** (kilogramos/centímetros) o **lb/ft/in**. Después oprima el botón **S**.



2. Para seleccionar el número de perfil deseado, oprima repetidamente el botón ▼ o ▲. Después mantenga oprimido el botón **S** hasta que comience a destellar el rótulo **110 lb** o **50 kg** (el ajuste de peso prefijado).



3. Oprima repetidamente el botón ▼ o ▲ hasta que aparezca su peso, y después oprima el botón **S**. Repita estos pasos para almacenar su estatura, edad y sexo.

Si quieres cambiar la unidad de medida, retire la pila. Sincrónicamente detenga oprimida **S** y reinstale la pila. Después repita estos pasos.

Para introducir un perfil, pero sin almacenarlo en el analizador, seleccione o as the desired profile number en el Paso 2. Si no oprime ningún botón durante cerca de un minuto, se apaga automáticamente el analizador.

Tipos de grasa del cuerpo



Peso insuficiente



Saludable



Peso levemente excesivo





Peso excesivo



Obeso

Empleo del analizador

1. Oprima el botón .



El rótulo **Err** (error) aparece cuando:

- Los dedos pulgares e índices no están colocados correctamente o no están presionando firmemente las almohadillas.
- Los dedos pulgares e índices están demasiado secos para actuar como conductores. Humedézcalos levemente.

Si aparece el rótulo **Err**, oprima el botón **T** y después

- Mantenga las pilas de botón lejos de niños. Deglución de una pila de botón puede ser fatal.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no tiene pensado utilizar el analizador durante un mes o más, retire la pila. Las pilas pueden dañar componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

Sexo/ Edad	Peso insuficiente	Saludable	Peso levemente excesivo	Peso excesivo	Obeso
Hombre, 30 años o menor	Menos de 14%	14-20%	20.1-25%	25.1-35%	Másde 35%
Hombre, 31 años o mayor	Menos de 17%	17-23%	23.1-28%	28.1-38%	Másde 38%
Mujer, 30 años o menor	Menos de 17%	17-24%	24.1-30%	30.1-40%	Másde 40%
Mujer, 31 años o mayor	Menos de 20%	20-27%	27.1-33%	33.1-43%	Másde 43%

- Permanezca parado o sentado mientras efectúa la medición. No cambie de postura durante la medición.
- Limpie las almohadillas de sujeción con un paño suave seco antes de utilizar la unidad. Si están sucias las almohadillas, límpielas con un paño húmedo.
- No utilice el analizador si tiene húmedos el cuerpo o los dedos.
- El nivel de hidratación y circulación del cuerpo pueden afectar la medición. No tome diuréticos, cafeína, alcohol ni ninguna sustancia que pueda afectar el nivel de hidratación del cuerpo.
- Este aseguro que utilices el analizador en un ambiente y condiciones diarios de lo mismo.

Nota: Puedes tener variación de medidas durante cambios de su cuerpo, como período menstrual, si padece alguna enfermedad o después de ejercicios vigorosos.

Para conservar en buen estado por un largo tiempo el analizador de mano para medir la grasa del cuerpo:

- Mantenga seco el analizador. Nunca introduzca el analizador en agua.
- Mantenga el analizador lejos de la luz directa del sol, el polvo y la tierra.
- Maneje con cuidado el analizador; no lo deje caer.
- Utilice y guarde el analizador en lugares a temperatura normal.
- No desarme el analizador.

Fuente de energía Una pila de litio CR2032
Aprobación de la FDA Dispositivo de Clase II según
la Regulación 870.2770 de la FDA
Dimensiones (AAP) 2^{3/32} x 4^{1/4} x 3^{3/4} pulg.
(53 x 120 x 19 mm)
Peso (con pilas) 1.76 onzas (50 g)
Temperatura de Operación..... 32° -104° F
0° -40° C

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack. La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido, negligencia o accidentes. La garantía RadioShack NO OFERCE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO COMO ES ADECUADO PARA UN FIN DETERMINADO. LA GARANTÍA DE RADIO SHACK NO SE APLICARÁ A LOS PRODUCTOS QUE NO PUEDAN SER REPARADOS O REEMPLAZADOS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITO, EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO. RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL USO DE LOS PRODUCTOS O DE OTRAS TERCERAS PARTES POR EL USO O OPERACION DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA GARANTIA. INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DAÑOS A LA REPUTACION, DAÑOS A LA IMAGEN, DAÑOS A LA PRODUCTIVIDAD, DAÑOS A LA SALUD O A LOS CONSECUENCIALES. AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba no se apliquen en algunos estados.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley impone lo contrario, RadioShack reemplazará el producto por otro igual o de características similares, o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Los productos reemplazados o reparados no serán garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán garantías después de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuidas a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos o otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) daños causados por el uso indebido, negligencia o accidentes; (d) costos de transporte, envío o seguro; o (e) costos de recarga, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un país a otro. Esta garantía no cubre los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba no se apliquen en algunos estados. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102